

N° de série : JH34251	N° Document : 18V12/ DD1000
Référence : Finn pipette 4642 F2 - 1000 / Ref Dutscher: 050608	Mise en service : Date : 10/12/2012
Modèle : Finn pipette - var. 100-1000 µl - type A	Nombre de canaux : 1
Constructeur : THERMO SCIENTIFIC	Heure : 13:32:56

Demandé par : DOMINIQUE DUTSCHER

BRUMATH

**Volume : 100 µl**

Moyenne : 98,41 µl	Minimum : 97,97 µl	Maximum : 98,88 µl		
Erreur systématique Ev : -1,59 µl	E% -1,59 %	Tolérance E : 8 µl	CONFORME	
Erreur aléatoire Sv : 0,27 µl	CV% 0,27 %	Tolérance S : 3 µl	CONFORME	
10 mesures (en mg)				
97,66	98,56	98,07	97,90	98,02 98,22 97,80 98,11 98,25 98,33

**Volume : 500 µl**

Moyenne : 497,16 µl	Minimum : 496,61 µl	Maximum : 497,77 µl		
Erreur systématique Ev : -2,84 µl	E% -0,57 %	Tolérance E : 8 µl	CONFORME	
Erreur aléatoire Sv : 0,33 µl	CV% 0,07 %	Tolérance S : 3 µl	CONFORME	
10 mesures (en mg)				
496,18	495,81	495,17	495,52	495,40 495,58 495,76 495,54 495,03 495,72

**Volume : 1000 µl**

Moyenne : 997,60 µl	Minimum : 996,70 µl	Maximum : 999,14 µl		
Erreur systématique Ev : -2,40 µl	E% -0,24 %	Tolérance E : 8 µl	CONFORME	
Erreur aléatoire Sv : 0,84 µl	CV% 0,08 %	Tolérance S : 3 µl	CONFORME	
10 mesures (en mg)				
995,41	995,04	993,93	994,73	994,33 995,95 993,52 993,76 993,52 993,96

Conformité : l'appareil est déclaré conforme si l'erreur de justesse E est inférieure ou égale à l'EMT(E) choisie et si l'écart type expérimental S est inférieur ou égal à l'EMT(S) choisie.

**Conclusion**

**CONFORME**

Décontamination Bactéricide, Virucide, Inactivation du virus de l'hépatite B et du SIDA, Tuberculicide

Opérateur : MIRONSKA Ewa

Signature :



Identification balance : Sartorius LE225D n°19002435

Liquide utilisé : Eau distillée

Références : masses : MAE01 n° 19429235 (1mg à 100g)  
méthode gravimétrique : procédure PLM050

Certificat n° Z11 01042 & Z11 01043 du 25/01/2011  
référentiel : ISO 8655

Température : 22,2 °C

Pression : 995,2 hPa

Hygrométrie : 58 %

Pointe : ClearLine 134000CL

Evaporation : 0 mg

Facteur : 1,0032 µl/mg

Accurate Poly Services

Laboratoire de Métrologie

Rue Geiler de Kaysersberg

67400 ILLKIRCH Tél : 0388654280 Fax : 0388654285