



Réf.	Désignation	Applications	Applications							
			Tests pharmaceutiques	Tests cosmétiques	Eaux usées	Industrie bière	Produits alimentaires	Produits laitiers	Eau et boissons	
777385	Bouillon selenite cystine	Pour l'enrichissement sélectif de Salmonella et certaines souches de Shigella								
777390	Bouillon sodium selenite	Pour l'isolement sélectif de Salmonella dans la nourriture								
777356	Bouillon soja rapport (vassiliadis)	Milieu enrichi pour Salmonella								
777357	Bouillon soja rapport	Milieu liquide pour l'enrichissement sélectif de Salmonella (vassiliadis) (iso 6579 :2002)								
777396	Bouillon streptococcus select.	Pour la croissance sélective de Streptococci (streptose bouillon)								
777401	Bouillon thioglycollate (nih, usp)	Pour tests de stérilité de produits biologiques et pharmaceutiques								
777443	Bouillon trypticasein soja (t.s.b.)	Pour utilisation générale en laboratoire et culture des microorganismes difficiles (european pharmacopeia)								
777420	Bouillon tryptose	Milieu utilisé pour la culture de Brucella et autres organismes difficiles								
777339	Eau peptonee avec lactose (ISO 9308-1)	Pour la confirmation des résultat sur membranes des coliformes totaux								
777375	Eau peptone saline	Recommandé comme diluant et pour l'homogénéisation d'échantillons microbiologiques								
777208	Eau peptonee tamponnee (ISO 6579)	Recommandé comme diluant pour l'homogénéisation d'échantillons dans les analyses microbiologiques								
777209	Eau peptonee tamponnee	Recommandé comme diluant pour l'homogénéisation d'échantillons dans les analyses microbiologiques								
777171	Eau peptonee tamponnee alcaline	Pour l'enrichissement des espèces à Vibrio								
777210	Eau peptonee tamponnee saline	Recommandé comme solvant								
777225	Gélose columbia cna	Recommandé pour l'isolement de cocci Gram-positives								
777337	Gélose osmophilic	Pour la recherche de levures osmophiles dans la nourriture								
777346	Gélose potato dextrose (european pharmacopeia)	Pour identification, la culture et numération de levures et de moisissures								
777223	Gélose (base) columbia (european pharmacopeia)	Pour l'isolement et la culture de microorganismes fastidieux et la <sup>détermination</sup> de réactions hémolytiques								
777217	Gélose (base) cetrimide Gélose de base	Pour l'isolement sélectif et identification de Pseudomonas aeruginosa (european pharmacopeia)								
777222	Gélose (base) clostridium perfringes	Pour la numération et isolement de Clostridium perfringens Gélose de base (m-cp)								
777252	Gélose (base) fecal coliforms (m-fc)	Pour la détection et numération de coliformes fécaux sur filtre								
777174	Gélose anaerobie	Pour la culture des anaérobies, spécialement Clostridium								
777186	Gélose b.c.p	Pour l'isolement de coliformes								
777282	Gélose base legionella cye	Milieu sélectif pour la culture de Legionella								
777286	Gélose base listeria oxford (ISO 11290-1)	Milieu sélectif pour détection de Listeria monocytogenes								
777288	Gélose base listeria palcam (ISO 11290-2)	Sélective et différentiel milieu pour la détection de Listeria monocytogenes								
777289	Gélose base listeria chromogenic (ISO 11290-2)	Milieu sélectif pour la détection et numération de Listeria monocytogenes								
777283	Gélose base modifiée letheen	Pour la détermination de l'activité bactérienne et de composés à base d'ammonium quaternaires								
777350	Gélose base pseudomonas (ISO 13720)	Milieu d'isolation des Pseudomonas								
777351	Gélose base pseudomonas cn (UNE-EN 12780)	Pour identification et numération de Pseudomonas aeruginosa par filtration sur membrane								
777354	Gélose base raka - ray	Milieu sélectif pour détection de bactéries d'acide lactique dans la bière et le processus de fermentation de la bière								
777191	Gélose bile esculine azide (ISO 7899-2)	Milieu sélectif pour l'isolement et la présomption d'identification de Streptocoques de groupe D								
777431	Gélose bile violet rouge + glucose	Pour la culture et numération d' Enterobacteria (vrbg) (pharmacopee europe)								
777432	Gélose bile violet rouge + lactose (vrb) ISO 4832	Milieu sélectif pour la détection et numération de coliformes								
777433	Gélose bile violet rouge + lactose+ glucose	Recommandé pour la détection et numération de Enterobacteria (vrbg) (pharmacope)								
777192	Gélose bismuth sulfite (wilson blair)	Haut milieu sélectif, pour isolement de Salmonella spp, particulièrement Salmonella typhi								
777198	Gélose brilliant green (european pharmacopeia)	Milieu hautement sélectif pour l'isolement de Salmonella								
777199	Gélose brilliant green agar (iso 6579 :1998)	Milieu hautement sélectif pour l'isolement de Salmonella								
777200	Gélose brilliant green bile agar	Pour la détermination du degré de contamination par les coliformes								
777205	Gélose brucella	Pour la culture de Brucella								
777218	Gélose chapman stone Gélose	Sélection et différenciation pour l'isolement de Staphylococci								
777219	Gélose chloramphenicol (ISO 7954)	Milieu sélectif pour l'isolement et numération de moisissure dans le lait et les produits laitiers								
777418	Gélose culture tryptophane (iso 9308-1 :2000)	Pour détection de E. coli et autres coliformes par production d'indole								
777230	Gélose d.c.l.s.	Milieu sélectif pour l'isolement de Salmonella et Shigella Aussi utilisé pour isoler les vibrions du choléra								
777185	Gélose de base baird parker	Pour l'isolement sélectif de coagulase-positives Staphylococci								
777184	Gélose de base baird parker	Pour l'isolement sélectif de coagulase-positives Staphylococci (pharmacopee européenne)								





