

Unités d'ultrafiltration à centrifuger Amicon™ Ultra

Les filtres à centrifuger Amicon® Ultra assurent une ultrafiltration rapide avec des facteurs de concentration élevés et permettent de récupérer facilement le concentré à partir de matrices d'échantillons complexes et diluées. Leur configuration verticale en font des dispositifs très performants: traitement rapide, très bon taux de récupération (en général plus de 90 % de la solution de départ diluée) et possibilité de concentrer l'échantillon 30 x.

- Avec membrane Ultracel en cellulose régénérée à faible adsorption
- Idéale pour une utilisation avec les solutions protéiques diluées
- Rapide : 10 à 20 minutes de centrifugation
- 1 seule étape de centrifugation



Amicon Ultra 0,5 ml										Amicon Ultra 2 ml					
Seuil de coupure kDa	Réf. (par 8)	€ les 8	€ PROMO	Réf. (par 24)	€ les 24	€ PROMO	Réf. (par 96)	€ les 96	€ PROMO	Réf. (par 500)	€ les 500	€ PROMO	Réf. (par 24)	€ les 24	€ PROMO
3	051823	74,9	46	051824	157	112	051826	510	356	051831	2469	1529	053716	198,5	123
10	051828	74,9	46	051829	157	112	051830	495	354	051827	2240	1529	053717	174	124
30	051850	75,6	47	051851	157	112	051852	495	354	051853	2492	1543	053718	201	124
50	051854	74,9	46	051855	157	112	051856	495	354	051857	2140	1529	053719	201	124
100	051858	74,9	46	051859	157	112	051860	495	354	051861	2160	1543	053720	201	124

Amicon Ultra 4 ml										Amicon Ultra 15 ml									
Seuil de coupure KD	Réf. (par 8)	€ les 8	€ PROMO	Réf. (par 24)	€ les 24	€ PROMO	Réf. (par 96)	€ les 96	€ PROMO	Réf. (par 8)	€ les 8	€ PROMO	Réf. (par 24)	€ les 24	€ PROMO	Réf. (par 96)	€ les 96	€ PROMO	
3	051775	115,2	71	051776	272	194	051777	867	541	051783	769	538	051784	383	268	051785	1647	1021	
10	044020	114,6	71	044021	272	193	044022	757	541	044029	141	101	044030	383	268	044031	1430	1021	
10 IVD*	452650	115,4	71	452651	317	196	452652	888	550	452653	169,6	105	452654	441	273	452615	1708	1057	
30	044023	114,6	71	044024	272	193	044025	773	541	044032	163,8	101	044033	383	268	044034	1430	1021	
50	051381	115,2	71	051382	272	193	051383	769	538	051389	162,7	101	051390	375	268	051391	1650	1021	
100	044026	115,2	71	044027	270	193	044028	869	538	044035	144	101	044036	383	268	044037	1511	1021	

*destinés à une utilisation en diagnostic *in vitro* (IVD)

Accessoires

Réf.	Désignation	€	€ PROMO
051832	Tube de collecte vide pour Amicon Ultra 0,5 ml	66,5	41



Cellules à agitation Amicon

Les cellules à agitation Amicon concentrent les échantillons rapidement mais en douceur, en utilisant l'agitation magnétique pour minimiser la polarisation de la concentration et la dénaturation induite par la contrainte de cisaillement.

Applications

- + concentration
- + analyse membranaire
- + élimination du sel
- Grands volumes d'échantillons (3 à 400 ml)
- Débits élevés avec des solutions allant jusqu'à 10 % de concentration de macrosoluté
- Autoclavables



Volume	Référence	€	€ PROMO
50 ml	051775	115,2	71
200 ml	044020	114,6	71
400 ml	452650	115,4	71

Accessoires

Réf.	Désignation	€	€ PROMO
452644	Kit de joints pour les cellules à agitation Amicon 50 ml	147	91
452645	Kit de joints pour les cellules à agitation Amicon 200 ml	156,9	97
452646	Kit de joints pour les cellules à agitation Amicon 400 ml	162,7	101
452647	Kit de maintenance pour les cellules à agitation Amicon 50 ml	350	216
452648	Kit de maintenance pour les cellules à agitation Amicon 200 ml	362	224
452649	Kit de maintenance pour les cellules à agitation Amicon 400 ml	234	71